

care[®]

TOOLS



TECNOLOGIE



Dall'esperienza pluriennale nella commercializzazione di tecnologie estetiche e gestione di centri di bellezza nasce CARE TOOLS, con l'obiettivo di dare tutto il supporto necessario ai centri estetici e benessere per ampliare la propria attività puntando con attenzione all'innovazione e alle esigenze del cliente. Crediamo che alla base di ogni attività ci debba sempre essere motivazione e preparazione oltre ad un costante adattamento alle esigenze del mercato.





I N D I C E

<i>DERMAL OXY</i>	6
<i>LASER 808</i>	8
<i>LASER 2.0</i>	10
<i>VACUUM</i>	12
<i>RADIOFREQUENZA</i>	14
<i>RADIOFREQUENZA TRILOGY</i>	16
<i>SLIM PRESS 3 IN 1</i>	18
<i>SLIM PRESS</i>	20
<i>CARE.SHAPE</i>	21
<i>LIPOLASER</i>	26
<i>ULTRASONIC PEEL</i>	27
<i>SPA.FACE</i>	28
<i>EYE.PRESS</i>	30
<i>ELETTROPORATORE</i>	31
<i>SKIN ANALYZER</i>	32
<i>HAIR CRIO</i>	34
<i>SERVIZI</i>	36



care[®]
TOOLS



DERMAL OXY

MICRODERMOABRASIONE CON OSSIGENO

La tecnologia **DERMAL OXY** di CARE TOOLS® è l'insieme di due importanti tecnologie ad uso estetico. La Microdermoabrasione e l'ossigeno.

La Microdermoabrasione utilizza finissime testine diamantate di diversa grana che permettono, grazie ad una leggera abrasione meccanica, di rimodellare, esfoliare e rigenerare intensamente la pelle garantendo anche di trattare cicatrici e smagliature. In abbinamento ad un sofisticato sistema di aspirazione meccanica, il trattamento è in grado di rimuovere le cellule morte, favorire il miglioramento della circolazione sanguigna e stimolare il naturale processo di produzione di collagene ed elastina.



DERMAL OXY




DERMAL OXY

MICRODERMOABRASIONE CON OSSIGENO

L'**Ossigeno** mediante l'utilizzo di un leggero manipolo, stimola la respirazione cellulare permettendo quindi di aumentare la tonicità della pelle donandole un effetto più luminoso ed elastico. All'interno del manipolo possono inoltre essere inseriti principi attivi, che, in abbinamento al delicato soffio di ossigeno, permette una perfetta combinazione di trattamenti.





L A S E R 8 0 8

La tecnologia Laser al diodo 808 di CARE TOOLS® è un innovativo sistema di epilazione basato sulla dinamica selettiva di luce e calore. Il raggio laser, con lunghezza d'onda di 808nm è in grado di raggiungere i melanociti dei follicoli piliferi, con conseguente aumento della temperatura e distruzione delle cellule stesse, senza causare danneggiamenti al tessuto circostante. Tale trattamento, ripetuto secondo una metodica di lavoro ben definita, porta al rallentamento della crescita del pelo fino alla progressiva scomparsa. La tecnologia CARE TOOLS® utilizza un sistema studiato per poter lavorare in modo semplice e intuitivo su qualsiasi zona del corpo e su qualsiasi fototipo con una tecnica sicura, rapida e indolore.

COLORI DISPONIBILI:





L A S E R 8 0 8



L A S E R 2 . 0

LASER 2.0, laser a doppia lunghezza d'onda 808-1064.


Le 2 lunghezze d'onda del Laser 2.0 lavorano tutte contemporaneamente colpendo il pelo in 2 punti diversi, questo permette di raggiungere risultati più veloci. La lunghezza d'onda 1064nm è efficace anche sulle pelli più scure e colpisce il pelo nel punto più profondo della pelle. La lunghezza d'onda 808nm colpisce il pelo fino al bulbo ed è adatto a tutti i tipi di pelle.

-COERENTE: la lunghezza d'onda riflette in fase spazio tempo.

-COLIMATA: le radiazioni sono parallele e non tendono a divergere (selettiva).

Il laser a diodo ha un raggio infrarosso che dà i risultati migliori con i minori effetti collaterali. Produce un fascio di luce che viene assorbito in modo selettivo dalla melanina contenuta nel bulbo pilifero, distruggendolo per un processo denominato Foto Termolisi Selettiva: l'energia luminosa si trasforma in energia termica, provocando una vera e propria esplosione delle cellule del bulbo pilifero e della matrice, con la cancellazione degli stessi.

COLORI DISPONIBILI:





L A S E R 2 . 0



VACUUM

La tecnologia **VACUUM** di CARE TOOLS® sfrutta l'azione di aspirazione per rimodellare il corpo in modo sicuro e indolore. Grazie all'effetto sottovuoto si favorisce la circolazione sanguigna e linfatica permettendo il miglioramento del tono muscolare e inestetismi derivanti dalla cellulite. Grazie a manipoli di diverse misure è possibile trattare ogni zona del corpo.





VACUUM



RADIOFREQUENZA

La tecnologia **RADIOFREQUENZA MONOPOLARE** di CARE TOOLS® sfrutta il principio fisico della trasformazione dell'energia in calore per aumentare la temperatura del tessuto trattato. Mediante il manipolo corpo la tecnologia Radiofrequenza aumenta il metabolismo locale, riduce il rilassamento cutaneo e gli effetti degli inestetismi della cellulite, velocizza il flusso sanguigno e ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi (processo metabolico che prevede la scissione dei trigliceridi permettendo la liberazione di acidi grassi liberi). Mediante il manipolo viso, la Radiofrequenza, grazie all'aumento della temperatura sottocutanea che causa una denaturazione delle proteine del collagene, viene utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo (effetto lifting).





RADIOFREQUENZA



RADIOFREQUENZA TRILOGY

La tecnologia **RADIOFREQUENZA TRILOGY** di CARE TOOLS® è la combinazione di 3 differenti tipologie di radiofrequenza: MONOPOLARE, BIPOLARE, TRIPOLARE. La tecnologia è composta da differenti manipoli, viso e corpo, da utilizzare in base alle zone da trattare.

MONOPOLARE: Questa specifica funzione deve essere utilizzata in abbinamento ad una piastra da posizionare nella zona opposta rispetto alla parte trattata.

MULTIPOLARE (bipolare e tripolare): La funzione radiofrequenza multipolare trasmette gli impulsi sotto l'epidermide contemporaneamente in 2 (o 3) punti arrivando meno in profondità rispetto a quella monocolora.

L'obiettivo di questa apparecchiatura è sempre quello di combattere i segni dell'invecchiamento sul viso, come rughe, rilassamento cutaneo ecc ma anche inestetismi della pelle come cellulite e smagliature. .





RADIOFREQUENZA TRILOGY



S L I M P R E S S 3 i n 1

La tecnologia **SLIM PRESS 3 in 1** di CARE TOOLS® è una combinazione di 3 tecnologie studiate per combattere gli inestetismi della cellulite in modo sicuro e indolore, permettendo al cliente un piacevole momento di relax e benessere. La funzione di Pressoterapia sfrutta una pressione esterna degli arti inferiori, arti superiori e zona addominale contribuendo al ripristino delle funzionalità veno-linfatiche, favorendo così la circolazione. Ha inoltre un importante effetto di diminuzione di gonfiore, tensione muscolare, migliora l'ossigenazione dei tessuti, diminuisce la formazione degli inestetismi della cellulite e dona una piacevole sensazione di leggerezza e benessere. La funzione Infrarossi permette di innalzare la temperatura corporea, con conseguente aumento dell'attività enzimatica. L'azione Termica produce una moderata sudorazione e un aumento della circolazione sottocutanea favorendo il rilassamento muscolare. La funzione Elettrostimolazione, grazie alla contrazione muscolare, favorisce la lipolisi (processo che permette al corpo di bruciare i grassi) garantendo così un miglioramento del tono muscolare e il drenaggio dei liquidi aiutando quindi a combattere l'inestetismo della cellulite.





RADIOFREQUENZA



SLIM PRESS

La tecnologia **SLIM PRESS** di CARE TOOLS® è una tecnologia studiata per combattere gli inestetismi della cellulite in modo sicuro e indolore, permettendo al cliente un piacevole momento di relax e benessere. La funzione di pressoterapia sfrutta una pressione esterna degli arti inferiori, arti superiori e zona addominale contribuendo al ripristino delle funzionalità veno-linfatiche, favorendo così la circolazione. Ha un importante effetto di diminuzione di gonfiore, tensione muscolare, migliora l'ossigenazione dei tessuti, diminuisce la formazione degli inestetismi della cellulite e dona una piacevole sensazione di leggerezza e benessere.



C A R E S H A P E

La tecnologia di ultima generazione **CARESHAPE** di CARE TOOLS® , grazie alla presenza di 4 manipoli e ben 5 differenti funzioni, è in grado di effettuare trattamenti viso e corpo rendendo super efficace ogni singola seduta.

- **VACCUM**: sfrutta l'azione di aspirazione per rimodellare il corpo in modo sicuro e indolore favorendo la circolazione sanguigna e linfatica e permettendo il miglioramento del tono muscolare e inestetismi derivanti dalla cellulite.

- **RADIOFREQUENZA**: sfrutta il principio fisico della trasformazione dell'energia in calore per aumentare la temperatura del tessuto trattato, aumentando il metabolismo locale, riduce il rilassamento cutaneo e gli effetti degli inestetismi della cellulite, velocizza il flusso sanguigno, ristabilisce la temperatura necessaria per rilanciare la lipolisi e grazie all'aumento della temperatura sottocutanea che causa una denaturazione delle proteine del collagene, viene utilizzata per ottenere il ringiovanimento cutaneo (effetto lifting).



- **RULLI MECCANICI:** l'utilizzo dei rulli motorizzati permette un semplice e piacevole rimodellamento del corpo e in abbinamento a un effetto vacuum, radiofrequenza e infrarossi si ottiene una splendida distensione del tessuto connettivo, scioglimento del grasso sottocutaneo, accelerazione del metabolismo e riduzione del grasso sottocutaneo.
- **LED:** sfrutta l'azione di biostimolazione, per aiutare la pelle a ritrovare tono ed elasticità.
- **INFRAROSSO:** la funzione Infrarossi permette di innalzare la temperatura corporea, con conseguente aumento dell'attività enzimatica. L'azione termica produce una moderata sudorazione e un aumento della circolazione sottocutanea favorendo il rilassamento muscolare.



CARESHAPE







c a r e[®]
T O O L S

L I P O L A S E R

Il **LIPOLASER** è un macchinario estetico utilizzato per la riduzione delle adiposità localizzate che utilizza l'energia di un raggio di laser a bassa intensità e a una frequenza d'onda variabile in grado di colpire e sciogliere l'adipe superficiale e le cellule in cui viene stivato il grasso.

Grazie alla presenza di 10 piastre grandi e 4 piastre piccole, regolabili con differenti potenze, è possibile trattare contemporaneamente più zone del corpo



ULTRASONIC PEEL

ULTRASONIC PEEL di CARE TOOLS® è una spatola ultrasuoni viso professionale in grado di emettere vibrazioni e onde non aggressive che stimolano la rigenerazione del collagene, unito a spatola angolata con lama in acciaio inox, che viene utilizzata, a seconda del programma scelto, sia in scivolamento per azione di massaggio e penetrazione di prodotti cosmetici, sia in opposizione "scrubbing", per azione di pulizia profonda.

Le onde prodotte dalla spatola ultrasuoni viso, disgregano le cellule di sfaldamento inglobandole nella soluzione acquosa e la sua azione meccanica di vibrazione provoca un'esfoliazione dello strato superficiale dell'epidermide con l'eliminazione di cellule morte, del sebo in eccesso, e di altre sostanze.

L'onda ultrasonica per effetto della sonoforesi favorisce la penetrazione dei principi attivi, contenuti nei cosmetici specifici.

L'azione in scivolamento della lama ad ultrasuoni promuove un micromassaggio tissutale con effetto anti-age e liftante immediato.




SPA . F A C E

La tecnologia **SPA FACE** di CARE TOOLS®, grazie alla sinergia di 3 importanti funzionalità, permette di effettuare trattamenti e rituali viso completi e garantiti da un'efficacia certa.

- La funzione **Nano Spray** permette di idratare in profondità la pelle.
- L' **Effetto Termico** consente l'aumento del metabolismo cellulare favorendo la dilatazione dei pori e la veicolazione dei principi attivi.
- La **Fotobiostimolazione** o fototerapia a LED è un trattamento finalizzato alla stimolazione dei tessuti. In base alla lunghezza d'onda e quindi del colore scelto, otterremo risultati specifici per le diverse problematiche della cute:
 - Acne
 - Cicatrici da acne
 - Rughe
 - Macchie della pelle
 - Pelli sensibili



S P A . F A C E



EYEPRESS

EYEPRESS di CARE TOOLS® permette di sgonfiare le borse e migliorare la circolazione del sangue nella zona periorbitale. Dopo la seduta, il contorno occhi appare immediatamente più fresco, riposato e privo di qualsiasi gonfiore.

- I principali benefici dell'utilizzo dell'EyePress sono:
- Miglioramento delle rughe;
 - Drenaggio liquidi e contrasto delle borse sotto gli occhi;
 - Pelle immediatamente più compatta e tonica;
 - Miglioramento del rilassamento cutaneo;
 - Miglioramento circolazione sanguigna.



ELETTROPORATORE

L'**ELETTROPORATORE** è un macchinario caratterizzato da un manipolo che viene fatto scorrere sulla pelle e viene utilizzato con lo scopo di dilatare i pori della pelle per agevolare l'assorbimento dei principi attivi, inoltre restituisce tono ed elasticità all'epidermide.



SKIN . ANALYZER

Lo **SKIN ANALYZER CARETOOLS** è oggi uno strumento a disposizione degli esperti del settore della bellezza che vuole esprimere con le sue prestazioni tutto **il potere della scienza e della tecnologia**, attraverso il suo design e le sue enormi potenzialità.

Durante la performance vengono rilevati **14 diversi indicatori di salute della pelle**, così da fornire una valutazione completa dei problemi della pelle, in modo che l'analisi scientifica e accurata della pelle possa essere effettuata con prove ragionevoli, fornendo il massimo risultato.

Lo Skin Analyzer è in grado di riprodurre sullo schermo le condizioni dell'immagine della pelle del viso attraverso **28 milioni di pixel ad alta definizione**.

Esso inoltre adotta una tecnologia di imaging a 8 spettri, una tecnologia di intelligenza artificiale che permette il **riconoscimento facciale**, una **tecnologia di simulazione 3D**, il cloud computing e l'archiviazione di tutte le informazioni su cloud.

Attraverso tutte queste strumentazioni, il professionista avrà quindi a sua disposizione uno strumento in grado di eseguire **un'analisi quantitativa superficiale e profonda delle caratteristiche patologiche della pelle del cliente**, al termine della quale sarà in grado di consigliare un percorso di trattamenti migliorativi supportato da dati scientifici.



SKIN.ANALYZER



HAIR CRIO

La tecnologia **HAIR CRIO** di Care Tools® si basa su un sistema di CRIOTERAPIA che utilizza un manipolo in grado di raggiungere una temperatura di -15.

La crioterapia, ha un effetto rigenerante e ristrutturante consigliato principalmente per capelli che necessitano di rivitalizzazione, proteggendoli anche dagli effetti di decolorazione, colorazione o stiratura chimica.

Abbiamo studiato 3 prodotti specifici a base di **Fitocheratina** e **Cellule Staminali vegetali** che in abbinamento alla tecnologia HAIR CRIO garantiscono un risultato ottimale visibile dalla prima seduta.

Con la tecnologia HAIR CRIO si possono effettuare diversi trattamenti:

- Piega a lunga durata:

utilizzare la tecnologia HAIR CRIO prima del servizio "piega" per ottenere un risultato più definito e duraturo.

- Tinta a lunga durata:

Utilizzare la tecnologia HAIR CRIO subito dopo aver lasciato in posa il colore, prima del risciacquo finale.

- Ristrutturante-rigenerante:

Grazie alla combinazione di prodotti specifici Avenir Line® e Tecnologia HAIR CRIO di Care Tools®, è possibile effettuare questo specifico trattamento.







care[®]
TOOLS

S E R V I Z I



VENDITA E NOLEGGIO
Servizio Vendita e Noleggio
apparecchiature estetiche.




FORMAZIONE
Formazione tecnica per
utilizzo tecnologie.



SUPPORTO COMMERCIALE
Consulenza gratuita pre e post vendita.




**GRAPHIC DESIGN e SOCIAL MEDIA
MANAGEMENT**
Supporto nella crescita della tua attività.



ALTRI SERVIZI...
- Gestione e supporto nuove aperture;
- Vendita monouso e attrezzature;
- Fornitura prodotti cosmetici.

care[®]
TOOLS





c a r e[®]

TOOLS

CARE TOOLS®

By AVENIR WELLNESS SOLUTION Srl.

info@awsolution.it

www.caretools.it

